

Název produktu: Mycí rukavice s ochranným krémem

Obchodní název: Med – Cover Med-Cover Wash Gloves with Barrier Cream

Účel použití :

Pomáhá chránit neporušenou pokožku před dermatitidou způsobenou inkontinencí u pacientů s omezenou pohyblivostí, upoutaných na lůžko a pacientů se speciálními potřebami, jako jsou pacienti na jednotkách intenzivní péče.

Použití:

Aplikujte přímo na místo, které chcete aplikovat.

Otevřete obal pomocí části „otevřít zde“ na štítku. Vezměte si tolik rukavic, kolik potřebujete. Pro každou část těla použijte samostatnou rukavici.

Indikace:

Pomáhá chránit neporušenou pokožku před dermatitidou způsobenou inkontinencí u pacientů s omezenou pohyblivostí, upoutaných na lůžko a pacientů se speciálními potřebami, jako jsou pacienti na jednotkách intenzivní péče.

Kontraindikace:

Produkt nemá žádné kontraindikace.

Cílová populace:

Neexistuje žádná speciální populace pacientů.

Fáze použití:

Je připraven k přímému použití bez nutnosti míchání nebo ředění s jakoukoli látkou. Otevřete obal zespodu. Aplikujte otřením místa, na které chcete aplikovat. Pro každé místo používejte samostatné rukavice.

Četnost použití:

Je vhodný pro každodenní použití.

Upozornění:

- Pro každé místo používejte samostatné rukavice.
- Nemíchejte s jinými výrobky nebo chemikáliemi.
- Používejte pouze neporušený a nepoškozený obal.
- Nepoužívejte s látkami, které jsou přecitlivělé na složky výrobku.
- K vnějšímu použití.
- Nepoužívejte výrobky s poškozeným obalem.
- Nenechávejte obal výrobku otevřený.
- Nevyžaduje oplachování a sušení.
- Použité výrobky a jejich obaly by měly být zlikvidovány jako zdravotnický odpad.
- Nepoužívejte u pacientů a/nebo uživatelů se známou přecitlivělostí na materiály/složky výrobku.
- Kojenci ve věku 0–6 měsíců, kojící nebo těhotné ženy by jej měly používat pod dohledem lékaře.
- Nesmí přijít do kontaktu s očima.
- Nesmí přijít do kontaktu s otevřenou ranou.

Barrier Cream Wash Gloves Návod k použití

- Datum expirace a číslo šarže jsou napsány jako razítkovací značka na horní straně obalu.
- Prázdné obaly od použitých výrobků by měly být vyhozeny do plastových odpadkových košů.
- Nepoužívejte jako pufr.
- Použitý výrobek znovu nepoužívejte. V důsledku křížové kontaminace může existovat riziko infekce.
- Před a po použití výrobku by se neměly používat žádné jiné čisticí tekutiny ani látky.
- Používá se zevně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro uživatele:

- Zkontrolujte obal výrobku, zda není poškozen nebo deformován.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
- Obal opatrně otevřete.
- Doba použitelnosti výrobku je stanovena na 2 roky (24 měsíců). Nepoužívejte prošlé výrobky.
- Po použití zlikvidujte v nádobě na zdravotnický odpad.
- Neskladujte ve vlhkém prostředí.

Doba použitelnosti:

Pokud je výrobek neotevřený a uchováván v původním obalu, jeho doba použitelnosti je 24 měsíců.

Opětovné použití:

Po vyjmutí výrobku z původního obalu jej nelze znovu použít.

Symbody a zkratky:

Symbol	Význam	Vysvětlení a odůvodnění
	Nepoužívejte opakovaně.	Používá se k prohlášení, že zařízení nebylo použito dvakrát.
	Datum z výroby	Označuje datum výroby zdravotnického prostředku
	Chraňte před slunečním zářením	Chraňte před slunečním zářením
	Uchovávejte v suchu	Označuje zdravotnický prostředek, který musí být chráněn před vlhkostí.
	Šarže	Určuje kód šarže výrobce, aby bylo možné identifikovat šarži.
	Datum expirace	It shows the expiration date of the medical device.
	Výrobce	Tento symbol je doprovázen názvem a adresou výrobce (tj. osoby uvádějící zdravotnický prostředek na trh) vedle tohoto symbolu.

Barrier Cream Wash Gloves Návod k použití

	Čtěte návod k použití nebo se poraďte	Označuje, že by si uživatel měl prostudovat návod k použití. Pokud jsou návod k použití a informace pro pacienta obsaženy ve stejném elektronickém návodu k použití, může se výrobce rozhodnout použít tento symbol k označení obou.
	Pozor	Používá se k označení, že je třeba dbát opatrnosti při obsluze zařízení nebo ovládacího prvku v blízkosti místa, kde je symbol umístěn, nebo k označení, že aktuální situace vyžaduje pozornost obsluhy nebo její zásah, aby se předešlo nežádoucím následkům.
	Referenční číslo	Uvádí referenční číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.



Medoffice Sağlık Konec A.Ş.
Yazibaşı Mah. Kuşcu CAD. Č.: 9 Yazibaşı / Torbali / İZMİR TÜRKİYE
Tel.: +90 232 270 22 30 / +90 232 431 31 12
E- pošta : info@medoffice.com.tr